


Exakta

ERGÄNZUNGS- PREISLISTE

— 1. Oktober 1954 —

Objektiv-Lupen-Einsatz

(zur Verwendung der Exakta-Objektive als Einstellupe)



	DM
mit Mattscheibe	33.70
„ „ u. Fadenkreuz	45.20
„ „ u. Klarfleck	49.30
„ „ u. „	
„ „ u. Fadenkreuz	57.35
„ „ mit $\frac{1}{16}$ inch.- Einteilung	85.70
„ „ „ $\frac{1}{8}$ inch.- Einteilung	72.85
„ „ „ Millimeter- Einteilung	72.85
mit Schachbrettlupe 5 mm- Einteilung	66.85
„ Klarscheibe	38.50
„ „ u. Fadenkreuz	50.—

Lieferzeit: mit Mattscheibe: sofort ab Lager,
andere Ausführungen: kurzfristig

IHAGEE - Vielzweckgerät:



Teile:

1) Brett mit Fuß, 2 Säulen mit Anschlagring, 2 Stifte, Haltekopf . .	108.60
2) Einstellschlitten (auch für Exakta 6x6 verwendbar)	57.65
3) Balgengerät	77.55
4) Kamera-Schwenkwinkel	43.25
5) Dia-Vorsatz mit Balgenschleuse u. einem Objektivring (angeben mit welchem Objektiv gearbeitet wird – mit od. ohne Blendenvorwahl –)	59.40
6) Objektivring für Schleuse, einzeln	2.70
7) Stativträger	9.95
8) Lichtschleuse für Mikroskop	6.25
9) Mikroskopring II (f. Mikroskope LgOG)	11.50
10) Balgengerät für Exakta 6x6	90.—

Lieferzeit: kurzfristig bzw. ab Lager

Beispiele für Kombinationen des IHAGEE - Vielzweckgerätes und Preise :

Reproduktions-Kombination :




besteht aus Teilen

1), 2) und 3) . . . **DM 243.80**

oder: besteht aus Teilen

1), 2) und 4) **DM 209.50**



Balgengerät-Komb., komplett:

besteht aus Teilen 2) und 3) **DM 135.20**


Dia-Kopiergerät-Kombination:


besteht aus Teilen 2), 3) und 5) **DM 194.60**

oder:

aus Teilen 2), 4) und 5) . . . **DM 160.30**

(In diesem Falle ist ein Satz Tuben und Zwischenringe als vorhanden vorausgesetzt)





Mikrofotografie - Kombination:

Mikroskop mit Beleuchtungseinrichtung und Lichtmanschette als vorhanden vorausgesetzt.

Besteht aus Teilen 1), 2), 3) und 8) **DM 250.05**


Stereofotografie-Kombination:

Teile 1), 2) und 4) **DM 209.50**

oder:

2) und 4) **DM 100.90**


Diese Kombination wird am besten als „Groß-Basis“ auf ein festes Stativ gesetzt. (Nur mit gewissen Einschränkungen zu verwenden).



Kombination Stativträger mit Schwenkwinkel:

Teile 4) und 7) **DM 53.20**

IHAGEE-Vielzweckgerät in Kombination: Kolpophot:



Teile:

Balgengerät (3) mit Einstellschlitten (2), alles hell lackiert, blanke Teile verchromt . . .

DM

141.90

Triotar mit enger Blende 45 1:4/135 mm

241.50

Blohm - Zentralblitzeinrichtung ZB 3, komplett mit Pilotlicht und 2 Kabeln

310.30

Halter für Blohm - Reflektorstab (als Einzelzubehör) . . .

12.10


Lieferzeit: kurzfristig.

Meßlupe: **DM 77.00**

Die Meßlupe wird an die Stelle der auswechselbaren
Mattscheibe des **Prismeneinsatzes** gesetzt.


In Verbindung mit dem Lichtschachteinsatz ist die
Meßlupe nicht zu verwenden.

Die Meßlupe ist für jeden bisher gelieferten Prismen-
einsatz verwendbar.



Lieferzeit: kurzfristig.

Endoscop - Anschlußkapseln: **ca. DM 50.00**



Das Innere der Anschlußkapsel
muß jeweils für den Okulartrich-
ter der Cystoskope, Thorakoskope,
Gastroskope usw. angepaßt wer-
den. Das Gerät, für das die Endo-
skop - Anschlußkapsel bestimmt
sein soll, muß deshalb eingesandt
werden.

Lieferzeit: ca. 2 Monate.

**Die angegebenen Lieferzeiten setzen ungestörten Interzonenhandel
und Bezugsgenehmigungen voraus.**

Frühere Preisangaben sind ungültig!

Zu beziehen durch: